

Das Herstellungsverfahren

Unsere hydrophilen Konzentrate werden nach der Kumagawa-Methode hergestellt: Die Substanz wird eine Nacht lang eingelegt und anschliessend mit dem so genannten Kumagawa-Extraktor extrahiert. Dabei werden wie beim Dekokt die Wirkstoffe herausgeholt.

Am Ende des Vorgangs wird Glycerin zugesetzt, um die Haltbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Die Kumagawa-Extraktion verwendet als Lösungsmittel ausschliesslich kochendes Wasser. Der gewonnene Extrakt kommt daher einem Dekokt sehr nahe, enthält aber mehr Wirkstoffe. Dadurch können geringere Mengen für ein identisches Ergebnis, im Vergleich zum Dekokt, verabreicht werden.

Das hydrophile Konzentrat von Dr. Noyer ist angenehm im Geschmack, praktisch einzunehmen und einfach zu transportieren.

So sind sie auch besonders gut für Kinder und Tiere geeignet.